




<p>APTIMA Unisex speciment collection</p> <p>Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium Molekylærbiologisk teknik</p> <p>1 pakke m/ 1 transportrør (sølv i top af låg) og 2 podepinde</p>	<p>Prøvetagningsæt, kvinder (Cervix, urethra), mænd (urethra) og øjne</p> <p>Varenr. 301041</p>	
<p>APTIMA Multitest kit</p> <p>Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium Molekylærbiologisk teknik</p> <p>1 pakke med 1 transportrør og 1 podedind</p>	<p>Prøvetagningsæt, vaginalpodning Kvinder</p> <p>Varenr. PRD-03546</p>	
<p>APTIMA Urine Speciment collection kit</p> <p>Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium Molekylærbiologisk teknik</p> <p>Urinopsamlingsrør</p>	<p>Urin</p> <p>Varenr. 301040</p>	
<p>Ekspektoratdåse m/ plasticcontainer</p> <p>1 enhed = 5 stk</p>	<p>Ekspektorat</p> <p>Varenr. 40078</p>	
<p>eSwab m/alm. podepind hvidt skruelåg</p>	<p>Dyrkning og resistens samt virus PCR analyser</p> <p>Varenr. 220245</p>	

<p>eSwab m/tynd podepind blåt skruelåg</p> <p>1 enhed = 10 stk</p>	<p>Bruges fortrinsvis til kighoste, men kan også bruges til andre podninger, hvor de anatomiske forhold taler for det.</p> <p>Varenr. 220532</p>	
<p>Forsendelsestui + objektglas</p> <p>Anaftryk for børneorm, laves med klar tape, som sættes på objektglas med klæbesiden nedad.</p> <p>(OBS Skrivefelt kan have anden farve)</p>	<p>Børneorm anaftryk Malariaudstryk</p> <p>Varenr. 1510.3005 Varenr. 1510.1050</p>	
<p>Dermapak til hudsvampeprøver</p> <p>Dermapak papkuvert i plastpose</p>	<p>Hudsvampe</p> <p>Mikroskopi og dyrkning</p>	
<p>Sarstedt-centrifugerør til dermatophyt PCR-analyse</p> <p>Vigtigt Sæt lille stregkode på langs af røret ved indsendelse af prøve</p>	<p>Hudsvampe DNA/RNA</p>	
<p>Forsendelseshylster til eSWAB, aptima, urin D+R og glas til blod</p>		

<p>Fæcesrør komplet inkl. transportrør</p> <p>Prøverør med brunt låg og transportcontainer til diaré-udredning</p>	<p>Fæcesundersøgelse</p> <p>Varenr. 40080 Varenr. 479-0017</p> <p>Kan godt afvige fra foto</p>	
<p>EasySampler single nem, brugervenlig og hygiejnisk afføringsopsamlingsmetode, som let fastgøres til toiletkummen og efter brug skylles helt ud</p>	<p>Til opsamling af fæces</p> <p>Varenr. 130100</p>	
<p>Urinrør D+R praksis borsyre</p> <p>Røret har membran i låget, for nem håndtering af urinprøven. Vejledning findes på pakken.</p>	<p>Forsendelse af urin til dyrkning</p> <p>Varenr. 364959</p>	

Bestillingssedler findes på vores hjemmeside:
[www.herlevhospital.dk/Klinisk Mikrobiologisk Afdeling](http://www.herlevhospital.dk/Klinisk_Mikrobiologisk_Afdeling)

Bestilling af utensilier sendes på:
hih-internforsyning.nordsjaellands-hospital@regionh.dk

Alternativt kan bestillingssedlen udfyldes og sendes fax 48 29 30 88 eller pr. brev.

Med venlig hilsen
Klinisk Mikrobiologisk afdeling